

Indurente

Diluyente per FIBROLIT®-ZWO

Pistola di iniezione per FIBROFIX®-SECHS

280.05 Indurente

Descrizione:

Indurente singolo per la resina per stampi FIBROLIT®-ZWO 280.02 o per l'uso con resina epossidica, diluente per FIBROLIT®-ZWO 280.24.

Flacone, 50ml



280.24 Diluente per FIBROLIT®-ZWO

Descrizione:

Per aumentare la fluidità della resina per stampi FIBROLIT®-ZWO si può aggiungere il diluente (resina epossidica pura) in proporzioni specifiche (max. 5% = 45 g).

In tal caso la durata dell'indurimento si prolunga.

Il diluente può venir impiegato assieme all'indurente 280.05 anche come resina da colare. Rispettare un rapporto di miscelazione resina:indurente di 5:1 (parti in peso).

Barattolo, 500 ml



280.09 Pistola di iniezione per FIBROFIX®-SECHS

Descrizione:

Per lavorare facilmente FIBROFIX®-SECHS 280.08.

La cartuccia di resina viene compressa da un'asta diletata e rimossa poi dalla pistola una volta svuotata.

